

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HORIZONS

Địa chỉ: 36 Lê Lộ, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ xưởng sản xuất: Thôn Bích Bắc, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Mã số doanh nghiệp: 0402068939

Tên sản phẩm: Khẩu trang y tế

Chủng loại: 4 lớp

Hướng dẫn sử dụng:

- Rửa sạch tay, Khẩu trang có 2 mặt, đeo mặt màu sáng vào trong (mặt sáng tiếp xúc với miệng, mũi), mặt có màu sắc khác nằm phía ngoài.
- Đeo dây thun vào hai bên tai, kéo khẩu trang xuống cằm
- Điều chỉnh thanh nẹp mũi để khẩu trang che kín khuôn mặt

Đà Nẵng, ngày 07 Tháng 12 năm 2020

Người đại diện

(ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Thị Mai Lan