

Hà nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020

TÀI LIỆU KỸ THUẬT MÔ TẢ CHUNG LOẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả chung loại trang thiết bị y tế	
1.1	Ghế điều trị tai mũi họng Model: GX-200 Hãng sản xuất: Chammed Co., Ltd Xuất xứ: Hàn Quốc	THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Ghế điều trị tai mũi họng: + Công suất tiêu thụ: 460VA + Nguồn điện: AC 220V, 60Hz + Điều khiển di chuyển: Lên / xuống, Nâng hạ(lưng ghế) + Có nút chức năng đưa ghế về vị trí ban đầu + Chuyển động lên / xuống: tối đa 210 mm ± 10% + Nâng / hạ lưng ghế: Từ 5 ⁰ đến 95 ⁰ so với phương thẳng đứng ± 10% + Chuyển động xoay tròn: 360 ⁰ + Điều khiển di chuyển ghế: Bằng điện
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện (kể cả hóa chất đi kèm)	Thân ghế chính
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng như ghi trên nhóm	Dùng trong khám, điều trị các bệnh về tai mũi họng tại các bệnh viện, phòng khám
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Bước 1: Bật công tắc nguồn của ghế Bước 2: Cho bệnh nhân ngồi lên ghế để tiến hành thăm khám và điều trị Bước 3: Điều chỉnh lên xuống, nghiêng trước sau của ghế thông qua các nút bấm Bước 4: Sau khi thăm khám và điều trị xong, cho bệnh nhân về vị trí ban đầu và tắt công tắc nguồn
1.5	Chống chỉ định	Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không có
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có):	Hàn Quốc
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có):	Không
4	Thông tin về tính an toàn/vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	

Đại diện đơn vị nhập khẩu
GIÁM ĐỐC
Hà Sơn Bình

