

**GIẤY CHỨNG NHẬN
THỬ NGHIỆM**

Số: *412020* /VTTB-ĐGCL

Cơ quan yêu cầu: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ MB Regentox Việt Nam.

Địa chỉ: Số 5 Đường số 15, khu dân cư Bình Phú, Phường 11, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tên sản phẩm: Khẩu trang y tế

Model: Regentox-04

Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH Mỹ Thành VN

Địa chỉ: Thửa đất số 928, tờ bản đồ số 35, khu phố Bình Chánh, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Xuất xứ: Việt Nam

Người thử nghiệm: Lê Đức Hà

Tiêu chuẩn thử nghiệm: Theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010

Phương pháp thử nghiệm: Theo TCVN 8389-1:2010

Kết luận: Khẩu trang đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010 - Khẩu trang y tế thông thường.

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020

VIỆN TRƯỞNG *[Chữ ký]*



TS. Lê Thanh Hải

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Căn cứ theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010)

Thông số kỹ thuật

TT	Nội dung	Yêu cầu	Đạt	K.Đạt
1	Kết cấu và vật liệu	Vải không dệt, dạng phẳng, có nếp gấp; có lớp vi lọc, thanh nếp mũi và dây đeo; không có lỗi ngoại quan	X	
2	Hiệu suất lọc đối với sương dầu (%)	Hiệu suất lọc không nhỏ hơn mức 90%	X	
3	Trở lực hô hấp (mmH ₂ O)	Trở lực hô hấp (DP) không lớn hơn mức 9 mmH ₂ O	X	
4	Giới hạn trường nhìn (%)	Giới hạn trường nhìn không lớn hơn mức 6%	X	
5	Khối lượng (g)	Khối lượng không lớn hơn 10 g	X	
6	Giới hạn cho phép của kim loại nặng			Phù hợp

*Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị đối với các mẫu thử Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ MB Regentox Việt Nam cung cấp cho Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế ngày 02/12/2020.

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020

SOÁT XÉT

NGƯỜI THỬ NGHIỆM

Nguyễn Văn Hùng

Lê Đức Hà