



Vinacontrol
SINCE 1957

Head office

54 Tran Nhan Tong, Hanoi.
Tel : (84.24) 39435640 - (84.24) 39433840
Fax : (84.24) 39433844
vinacontrol@vinacontrol.com.vn
www.vinacontrol.com.vn
Branches in all main ports of Vietnam

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 21V02TND00391

Ngày: 29/01/2021

Đơn vị yêu cầu và gửi mẫu	CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI GIA CÁT
Tên mẫu	Găng tay y tế Medical gloves
Ký hiệu mẫu	Găng tay y tế Nitrile không bột
Ngày nhận mẫu	22/01/2021
Ngày trả kết quả	29/01/2021

I. Tình trạng mẫu

- Nguyên hộp, do khách hàng gửi đến.

II. Kết quả thử nghiệm

Stt	Tên chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị	Kết quả thử nghiệm	Phương pháp thử
1	Kích thước vật lý:			
1.1	Chiều dài trung bình	mm	238	TCVN 6344 : 2007
1.2	Chiều rộng trung bình	mm	108	
1.3	Độ dày trung bình - Đầu ngón tay - Lòng bàn tay	mm	0,096 0,076	TCVN 1592:2013
2	Độ kín nước	-	Không có hiện tượng rò rỉ nước	TCVN 6344:2007
3	Lực kéo đứt và độ giãn dài khi đứt (trước và sau khi già hóa nhanh)			
3.1	Lực kéo đứt trước già hóa nhanh	N	4,5	TCVN 4509:2013
3.2	Độ giãn dài khi đứt trước già hóa nhanh	%	624	
3.3	Lực kéo đứt sau già hóa nhanh	N	4,4	
3.4	Độ giãn dài khi đứt sau già hóa nhanh	%	616	
4	Cảm quan	-	- Bề mặt ngoài của găng tay nhẵn, các đầu ngón tay nhám. - Không bột.	
5	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	CFU/g	KPH (Lod 10)	TCVN 4884-1 : 2015

Ghi chú:


- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu đã nhận phân tích và chỉ tiêu phân tích không đại diện cho dòng sản phẩm;
- Các chỉ tiêu đánh dấu (*) đã được công nhận VILAS; KPH: không phát hiện; Lod: giới hạn phát hiện
- Tên hàng, ký hiệu mẫu, mã yêu cầu, tên đơn vị yêu cầu và gửi mẫu là do đơn vị yêu cầu cung cấp;
- Khi sao chép phải đảm bảo toàn vẹn nội dung phiếu kết quả này trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của phòng thí nghiệm.

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ THỬ NGHIỆM 1 - VINACONTROL

PHÂN TÍCH VIÊN

Mai Văn Phương

GIÁM ĐỐC



Đỗ Phúc Tuyên



QLF-13.01/VNC (VN)

IMPROVE QUALITY, TOWARD SUCCESS



Vinacontrol
SINCE 1957

Head office

54 Tran Nhan Tong, Hanoi.
Tel : (84.24) 39435640 - (84.24) 39433840
Fax : (84.24) 39433844
vinacontrol@vinacontrol.com.vn
www.vinacontrol.com.vn
Branches in all main ports of Vietnam

CERTIFICATE OF ANALYSIS

No.: 21V02TND00391

Date: 29-Jan-21

Client:	HA NOI BRANCH – DAI GIA CAT TRADING AND CONTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD
Sample type:	Medical Gloves
Sample ID:	Powder-free Nitrile Medical Gloves
Date samples received:	22-Jan-21
Date report:	29-Jan -21

I. Sample description:

Intact box, delivered to Vinacontrol laboratory by the applicant.

II. Analysis Results

No.	Analysis	Unit	Result	Method
1.	Physical size			
1.1	Average length	mm	238	TCVN 6344 : 2007
1.2	Average width	mm	108	
1.3	Average thickness	mm	0,096 0,076	TCVN 1592:2013
	- Finger - Palm			
2.	Water tightness	-	No water leakage	TCVN 6344:2007
3.	Tensile force and elongation at break (before and after rapid aging)			
3.1	Tensile strength before rapid aging	N	4,5	TCVN 4509:2013
3.2	Elongation at break before rapid aging	%	624	
3.3	Tensile strength after rapid aging	N	4,4	
3.4	Elongation at break after rapid aging	%	616	
4	Sensory analysis		The outer surface of the gloves is smooth, the fingertips are rough. Powder free	
5	Total viable count	CFU/g	ND (Lod 10)	TCVN 4884-1:2015

- The results contained herein apply only to the particular sample tested and to the specific test carried out and not to samples of the current production line. -The tests are accredited by Vietnam Bureau of accreditation that complying with ISO/IEC 17025 ; -The kind of sample, name of sample and name of client provided by the client.
- ND: not detected; Lod: Limited of detection
- No extract, abridgment or abstraction from a test report may be published without the written consent of the Vinacontrol laboratory.

VINACONTROL TESTING AND ANALYSIS CENTER No. 1

ANALYST

Mai Van Phuong

DIRECTOR

Do Phuc Tuyen



QLF-13.01/VNC (EN)

IMPROVE QUALITY, TOWARD SUCCESS

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 21V02TND00391

Ngày: 29/01/2021

Đơn vị yêu cầu và gửi mẫu	CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI GIA CÁT
Tên mẫu	Găng tay y tế Medical gloves
Ký hiệu mẫu	Găng tay y tế Nitrile không bột
Ngày nhận mẫu	22/01/2021
Ngày trả kết quả	29/01/2021

I. Tình trạng mẫu

- Nguyên hộp, do khách hàng gửi đến.

II. Kết quả thử nghiệm

Stt	Tên chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị	Kết quả thử nghiệm	Phương pháp thử
1	Kích thước vật lý:			
1.1	Chiều dài trung bình	mm	238	TCVN 6344 : 2007
1.2	Chiều rộng trung bình	mm	108	
1.3	Độ dày trung bình - Đầu ngón tay - Lòng bàn tay	mm	0,096 0,076	TCVN 1592:2013
2	Độ kín nước	-	Không có hiện tượng rò rỉ nước	TCVN 6344:2007
3	Lực kéo đứt và độ giãn dài khi đứt (trước và sau khi già hóa nhanh)			
3.1	Lực kéo đứt trước già hóa nhanh	N	4,5	TCVN 4509:2013
3.2	Độ giãn dài khi đứt trước già hóa nhanh	%	624	
3.3	Lực kéo đứt sau già hóa nhanh	N	4,4	
3.4	Độ giãn dài khi đứt sau già hóa nhanh	%	616	
4	Cảm quan	-	- Bề mặt ngoài của găng tay nhẵn, các đầu ngón tay nhám. - Không bột.	
5	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	CFU/g	KPH (Lod 10)	TCVN 4884-1 : 2015

Ghi chú:

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu đã nhận phân tích và chỉ tiêu phân tích không đại diện cho dòng sản phẩm;
- Các chỉ tiêu đánh dấu (*) đã được công nhận VILAS; KPH: không phát hiện; Lod: giới hạn phát hiện
- Tên hàng, ký hiệu mẫu, mã yêu cầu, tên đơn vị yêu cầu và gửi mẫu là do đơn vị yêu cầu cung cấp;
- Khi sao chép phải đảm bảo toàn vẹn nội dung phiếu kết quả này trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của phòng thí nghiệm.

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ THỬ NGHIỆM 1 - VINACONTROL

PHÂN TÍCH VIÊN

GIÁM ĐỐC

Mai Văn Phương

Đỗ Phúc Tuyền



QLF-13.01/VNC (VN)