

Số: 0121 - HDSD

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

1. Tên sản phẩm: GĂNG TAY Y TẾ

2. Đặc tính sản phẩm:

- Không tiết trùng
- Dùng một lần
- Thuận cả hai tay
- Có nhiều màu khi lựa chọn
- Sản phẩm được làm từ cao su nhân tạo, không chứa protein gây dị ứng, được sản xuất trên công nghệ tiên tiến nhất giúp tăng tính đàn hồi và độ dẻo, mang tới những lợi ích tối ưu cho người dùng.

3. Nguyên liệu chính:

- Găng tay cao su y tế là 1 loại găng tay nhân tạo, không chứa Protein gây dị ứng.

4. Công dụng:

- Găng tay kiểm tra được dùng trong các hoạt động y tế, bệnh viện, phòng khám như tiểu phẫu, thực hiện các thủ thuật y khoa, thăm khám và chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân. Các trung tâm chăm sóc sắc đẹp, spa, các cơ sở nha khoa, phòng thí nghiệm... giúp ngăn ngừa các nguy cơ lây nhiễm bệnh trong quá trình tiếp xúc giữa bệnh nhân và các nhân viên y tế.
- Ngoài ra găng tay kiểm tra còn dùng bảo vệ người dùng tránh nhiễm khuẩn, hóa chất độc hại của các dụng cụ làm việc đến tay và ngược lại.
- Sản phẩm có thể đeo được cho cả tay trái và tay phải.

5. Hướng dẫn sử dụng:

- Trước khi sử dụng găng tay, ta nên vệ sinh sạch sẽ hai tay bằng nước sạch, dung dịch tẩy rửa hoặc các loại xà phòng có tính làm sạch và lau khô tay để tránh bị lây nhiễm vi khuẩn hay dịch bệnh từ người dùng khi sử dụng.
- Nên sử dụng sản phẩm không quá 2 giờ đồng hồ.
- Sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần.



