

## Hướng dẫn sử dụng phim Codonics



Tên trang thiết bị y tế: phim khô X – quang y tế

Chung loại/mã sản phẩm:

Direct Vista Blue Film; Direct Vista Blue-T Base, Direct Vista Long Film, Chroma Vista Film

Các kích thước: 8x10, 11x14, 14x17, 14x36, 14x51 inch

Dùng cho Máy in phim khô x-quang Codonics Horizon, model: Horizon G, Horizon G1, Horizon G2, Horizon GS, Horizon Ci, Horizon XL

Thao tác sử dụng đơn giản:

1. Tháo khay phim khỏi vỏ carton
2. Bóc lớp nilon bọc ngoài theo hướng dẫn
3. Gài vào khe chứa khay phim của máy, máy sẽ tự động nhận dạng các thông tin về khay phim và sẵn sàng để in ảnh từ các thiết bị chẩn đoán hình ảnh đã kết nối.