

TÀI LIỆU KỸ THUẬT MÔ TẢ CHỦNG LOẠI  
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	<b>Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế</b>	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Tên hàng : M-30R Rinse Mã hàng : A12-000043 Quy cách đóng gói : 5.5 L Thành phần hóa học : Sodium Sulfate Anhydrous ...3.0-5.5 g/L Sodium Chloride.....7.5-11.5 g/L Anti-fungal and Anti- bacterial Agents.....1.0-3.0 g/L Polyoxyethylene Ester.....0.3-1.5 g/L M-30R Rinse là hóa chất rửa cho máy phân tích huyết học .
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện (kể cả hóa chất đi kèm)	
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng như ghi trên nhãn	M-30R Rinse là hóa chất rửa cho máy phân tích huyết học BC3200
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Cho các thuốc thử đạt tới nhiệt độ phòng 15-25 <sup>0</sup> C trước khi sử dụng. Nới lỏng và tháo lắp lọ hóa chất , gắn dây ống hút vào trong lọ , vặn chặt nắp lại . Quy trình lắp các hóa chất khác tương tự Thực hiện quy trình mỗi hóa chất vào thiết bị một cách kỹ lưỡng.
1.5	Chống chỉ định	Chỉ dùng cho máy phân tích huyết học, không sử dụng cho mục đích khác.
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Tránh tiếp xúc với da, mắt Không được uống
1.7	Tác dụng bất lợi cụ thể xảy ra	Không sử dụng hóa chất đã hết hạn sử dụng nếu không sẽ cho ra kết quả sai
2	<b>Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có):</b>	Trung Quốc
3	<b>Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có):</b>	Không có
4	<b>Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế</b>	



*Thanh Thủy*  
GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Thị Thanh Thủy

