

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: **CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG PHÁT**

Địa chỉ: 826 Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÚT ĐẬY KIM LUỒN



Mục đích sử dụng: Được sử dụng gắn vào kim luồn tĩnh mạch

Lưu ý:

- Sử dụng ngay sau khi mở bao bì

Mô tả:

- Nút chặn kim luồn có cổng tiêm
 - Cổng tiêm không có latex
 - Ngăn chặn sự lây nhiễm

Sử dụng: Sử dụng để gắn vào nắp kim luồn tĩnh mạch, để rút máu hoặc sử dụng tiêm thuốc nhiều lần



GIÁM ĐỐC

Phạm Nguyễn Thùy Oanh