




CÔNG TY CP THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM
SISC VIET NAM INSTRUMENTATION JOINT STOCK CO.

Số 48, Ngõ 245, phố Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
No 48, 245 Alley, Mai Dich, Cau Giay, Hanoi
Tel: 04.39380045 Fax: 04.39380047
Email: Service-hn@sisc.com.vn



1/ Vietnamese label:

Tên sản phẩm: Máy phân tích sinh hóa-Vitros 350 Chemistry System
Số lưu hành:
Ngày sản xuất:
Số seri/ số lô:
Mục đích sử dụng: Vitros 350 Chemistry System được dùng để thực hiện xét nghiệm sinh hóa.
Thông số kỹ thuật: Kích thước máy: 1,15m x 0,71m x 1,2m; Nguồn điện: 200-240 V AC; 50-60Hz. Công nghệ Micro Slide; Công suất tối đa: 300 xét nghiệm/giờ.
Cảnh báo: Thiết bị phải được vận hành bởi kỹ thuật viên phòng thí nghiệm đã được đào tạo và có kiến thức về sinh hóa, tuân thủ đúng quy định bảo dưỡng máy.
Thông tin vận hành, bảo dưỡng và các thông tin khác: đề nghị xem trong tài liệu hướng dẫn sử dụng.
Xuất xứ: Mỹ
Nhà sản xuất: Ortho - Clinical Diagnostics Inc., Rochester- Mỹ.
Nhà nhập khẩu: Công ty CP Thiết bị SISC Việt Nam
Số 48, ngõ 245, Phố Mai Dịch, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
Cơ sở bảo hành: Công ty CP Thiết bị SISC Việt Nam
Số 48, ngõ 245, Phố Mai Dịch, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.