

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN

Địa chỉ: 1 ngách 34A/36, phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2017

ST T	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<p>Máy xoa bóp cầm tay 01 M3 làm giảm đau cơ mà không ảnh hưởng lớn đến cơ thể con người. Với Tăng sức mạnh, thư giãn cơ bắp cũng như 01M3 tự động kích hoạt . 01M3 có các mức khác nhau của các chế độ tự động nhấn và có chức năng báo động mà thông báo làm việc đã kết thúc. Thân máy được thiết kế với thiết kế an toàn với mạch phát hiện nhiệt. 01M3 cung cấp sự tiện lợi và mạnh mẽ.</p> <p>Thông số kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> + Model + Nguồn cung cấp : 220V/50~60Hz + Công suất tiêu thụ : 120VA + Độ dày : 51 mm + Khối lượng : 640 g
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dây nguồn 2. Máy chính 3. Dầu mát xa
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đau lưng 2. Đau cổ 3. Đau vai gáy, thái dương, các vùng chi
1.4	Hướng dẫn sử dụng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bật nguồn 2. Chọn thời gian điều trị 3. Chọn công suất và tiến hành điều trị
1.5	Chống chỉ định	Vết thương hở
1.6	Cảnh báo và thận	- Sử dụng công suất phù hợp

ST T	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
	trọng	
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	
3	Chi định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế Không có	

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



GIÁM ĐỐC
Dinh Đức Duy