



VAXUMED

Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân

Số 1, ngách 34 A/ 36 Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 0904.005.368

Fax: 0243. 6740762

Email: ceo.vcd@gmail.com

TÀI LIỆU

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY XOA BÓP CÀM TAY

MODEL : 01M3

HÃNG SẢN XUẤT : ZERO ONE M Co.,Ltd

Đại diện Công ty





1. Giới thiệu về sản phẩm

- **Tổng quan**

Máy xoa bóp cầm tay 01 M3 làm giảm đau cơ mà không ảnh hưởng lớn đến cơ thể con người. Với Tăng sức mạnh, thư giãn cơ bắp cũng như 01M3 tự động kích hoạt . 01M3 có các mức khác nhau của các chế độ tự động nhấn và có chức năng báo động mà thông báo làm việc đã kết thúc. Thân máy được thiết kế với thiết kế an toàn với mạch phát hiện nhiệt. 01M3 cung cấp sự tiện lợi và mạnh mẽ.

- **Cấu hình tiêu chuẩn**

+ Dây nguồn:	01 cái
+ Máy chính:	01 cái
+ Đầu mát xa:	01 cái

- **Thông số kỹ thuật**

+ Model	: 01M3
+ Nguồn cung cấp	: 220V/50~60Hz
+ Công suất tiêu thụ	: 120VA
+ Độ dày	: 51 mm
+ Khối lượng	: 640 g