

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: **Công ty TNHH Dược Việt Ý**

Địa chỉ: số 14, ngõ 168/2/43, đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Ngày 25 tháng 07 năm 2017.

TT	Loại sản phẩm	Các sử dụng
1.	BĂNG CHUN HỖ TRỢ ĐẦU GỐI MÃ SP: OEK-01A	- Chọn đúng size thiết bị bằng cách đo chu vi vòng đùi trên đầu gối 10cm, tra bảng trên vỏ hộp thiết bị để chọn đúng size. - Đeo vào đầu gối, điều chỉnh vị trí khớp đầu gối cho phù hợp.
2.	BĂNG CHUN HỖ TRỢ MẮT CÁ CHÂN MÃ SP: OEA-01A	- Chọn đúng size thiết bị bằng cách đo vòng cổ chân (cm), tra bảng trên vỏ hộp chọn đúng size - Đeo vào cổ chân, điều chỉnh vị trí gót chân, cổ chân cho phù hợp
3.	BĂNG CHUN HỖ TRỢ KHUYU TAY MÃ SP: OEE-01A	- Chọn đúng size thiết bị bằng cách đo chu vi vòng khuỷu tay (cm), tra bảng trên vỏ hộp để lựa chọn đúng size. Đeo vào khuỷu tay, điều chỉnh vị trí khớp khuỷu tay cho phù hợp
4.	BĂNG CHUN HỖ TRỢ CỔ TAY MÃ SP: OER-01A	- Chọn đúng size thiết bị bằng cách đo chu vi vòng cổ tay (cm), tra bảng trên vỏ hộp để lựa chọn size. - Đeo vào cổ tay, điều chỉnh vị trí, kéo dây đai và khóa Velcro, điều chỉnh độ chặt phù hợp.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC

Mai Huy Ý