

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
XE TẬP ĐI CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Model : W-18; W-14; W-57; W-67; W-9; W-47; W-79



Sản phẩm xe tập đi cho người khuyết tật với hệ thống khung được làm bằng hợp kim nhôm với các khớp nối/ bánh xe di chuyển

Tháo bỏ vỏ hộp kèm theo sản phẩm

Kiểm tra nhằm đảm bảo sản phẩm không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển

Tính năng:

- Tay cầm với chất liệu PP
- Khung mạ chromed/ sơn tĩnh điện hoặc chất liệu nhôm
- Bánh xe di chuyển theo bước đi
- Có thể gấp lại gọn gàng khi không sử dụng

Lưu ý:

Sản phẩm này không gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người sử dụng.
Sử dụng chất tẩy rửa trung tính để làm sạch sản phẩm

