

## MẪU NHÃ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

### Nội dung nhãn:

#### Bộ Kit xử lý tế bào học Liqui-PREP™



#### Thành phần:

- Lọ thu mẫu có chứa dung dịch bảo quản *Liqui-PREP™*
- Dung dịch làm sạch *Liqui-PREP™*
- Dung dịch trải tế bào *Liqui-PREP™*

**Bảo quản:** Lưu trữ nơi khô mát (10 °c-30°c), Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, nhiệt độ cao và lửa.

**Ngày sản xuất:** xem trên bao bì.

**Hạn sử dụng:** 28 tháng kể từ ngày sản xuất.

**Chỉ tiêu chất lượng:** Được thiết kế và sản xuất phù hợp với các thông số kỹ thuật chi tiết trong Chỉ thị 98/79/EC, Phụ lục I, III, X như là một IVD (In vitro diagnostic). ISO 13485:2016

**Lưu ý:** Tránh tiếp xúc với mắt; không được uống; không được tái sử dụng.


**Sản xuất:** LGM International Inc. 3030 Venture Lane, Suite 106, Melbourne, Florida 32934 USA

**Nhập khẩu và phân phối:** Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Vạn Hưng.  
31 đường 284 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp.HCM. VN.

ĐT: +84 028-3852 1661~2. Email: vanhungdc@vnn.vn

*Tránh xa tầm tay trẻ em*

*Đọc kỹ hướng dẫn kỹ thuật trước khi thực hiện*





## MẪU NHÃ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

### Nội dung nhãn:

### Dụng cụ chổi Rovers® Cervex®

**Hướng dẫn sử dụng:**

- (1) Đặt chổi vào cổ tử cung, phần trục giữa ở cổ trong và phần lông ngắn của chổi ở cổ ngoài.
- (2) Xoay nhẹ nhàng chổi tế bào Cervex® năm vòng theo chiều kim đồng hồ.

- Đặt chổi tế bào Cervex® vào lọ dung dịch bảo quản và làm theo hướng dẫn của hãng cung cấp phương pháp chuẩn bị Pap.

- Vặn chặt nắp lọ.

**Hạn sử dụng:** xem trên bao bì.

**Chống chỉ định:** không sử dụng cho bệnh nhân sau 10 tuần đầu của thai kỳ.

**Lưu ý:** Đây là dụng cụ thu mẫu tế bào cổ tử cung, vô trùng, chỉ sử dụng một lần, không sử dụng nếu bao bì đã bị rách. Chỉ những cá nhân có đủ trình độ y khoa được phép sử dụng.

**Sản xuất:** Rovers Medical Devices B.V., 5347 KV Oss, The Netherlands

**Nhập khẩu và phân phối:** Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Vạn Hưng.

Địa chỉ: 31 đường 284 Cao Lỗ, P 4, Q 8, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028-38521661/2 Fax: 028-38521740

Email: vanhungdc@vnn.vn

*Tránh xa tầm tay trẻ em*

*Đọc kỹ hướng dẫn kỹ thuật trước khi sử dụng*

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ

