

Ngày 18 tháng 8 năm 2017

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Tên cơ sở: Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ 252 - 254 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, là cơ sở công bố trang thiết bị y tế :

Stt	Dụng cụ chặn lưỡi	
1	Mục đích/chỉ định sử dụng	Dụng cụ hỗ trợ trong việc thông các ống dẫn qua cổ họng để tránh trường hợp bệnh nhân cắn lưỡi.
2	Hướng dẫn sử dụng	Đặt dụng cụ ở cổ họng bệnh nhân, cố định lại rồi luồng các ống dẫn cần thiết qua đường miệng.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

GIÁM ĐỐC



THS. NGUYỄN VĂN THẮNG