


# CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE

## HÌNH ẢNH SẢN PHẨM:




## MẪU NHÃN PHỤ:

<b>Tên sản phẩm:</b> Hóa chất rửa phụ trợ trong máy rửa	<b>Chủng loại:</b> Arid
<b>NSX/HSD:</b> xxxx	<b>Số Seri / Số lô:</b> xxxx
<b>Số lưu hành:</b>	
<b>Thành phần:</b> Alcohols, C9-11-branched and linear, ethoxylated propoxylated: 12.2985% Purple dye: 0.0015%. Dung môi nước 87.7%	
<b>Hướng dẫn sử dụng:</b> ARID được sử dụng sau bước rửa ban đầu trong máy rửa. Nồng độ pha loãng trong máy là 1.0-2.0 ml/L	
<b>Xử lý khi sử dụng sản phẩm:</b> Nếu tiếp xúc với mắt, da, tóc thì hãy xả thật nhiều với nước. Nếu hít phải hơi, hãy ra vùng thông khí tốt. Nếu có nuốt phải, không cố nôn, uống nước nếu còn tỉnh và hãy liên hệ với bác sĩ. Nếu hóa chất bị tràn ra, hãy mặc đồ phòng hộ trước khi tiến hành xử lý vết tràn. Không để vết tràn loang ra. Sử dụng vật liệu có tính thấm (như là khăn, cát, đá vermicutite...) để thấm hút hóa chất tràn. Rửa phần còn lại với nhiều nước và đổ vào cống. Làm sạch theo nguyên tắc từ vùng ngoài vào vùng trung tâm.	
<b>Cảnh báo:</b> Hóa chất có thể gây kích ứng da, mắt.	
<b>Bảo quản:</b> Bảo quản ở nhiệt độ <30oC, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.	
<b>Xuất xứ:</b> Úc	
<b>Chủ sở hữu số lưu hành:</b> Công Ty Cổ Phần Group Phát Triển Sức Khỏe	
<b>Địa chỉ:</b> Số 130B, ngõ 128, phố Hoàng Văn Thái, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam	
<b>Chủ sở hữu:</b> Whiteley Corporation Pty Ltd.	
<b>Địa chỉ:</b> Suite 501, Level 5, 12 Mount St North Sydney NSW 2026, Australia	
<i>Xem thêm các thông tin khác trên website: <a href="https://hdgmed.vn/">https://hdgmed.vn/</a></i>	

Tp. Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021

Đại diện pháp luật



GIÁM ĐỐC