

**GIẤY CHỨNG NHẬN
THỬ NGHIỆM**

Số: *007221* /VTTB-ĐGSPH

Cơ quan yêu cầu: Công ty Cổ phần chăm sóc Sức khỏe VG

Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Tên sản phẩm: Khẩu trang y tế

Model: VG ECO MASK

Đơn vị sản xuất: Chi nhánh Công ty Cổ phần chăm sóc Sức khỏe VG - Nhà máy sản xuất thiết bị.

Địa chỉ: Thôn Bình Dân, Xã Tân Dân, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Xuất xứ: Việt Nam

Người thử nghiệm: Lê Đức Hà

Tiêu chuẩn thử nghiệm: Theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010

Phương pháp thử nghiệm: Theo TCVN 8389-1:2010

Kết luận: Khẩu trang đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010 - Khẩu trang y tế thông thường.

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021



TS. Lê Thanh Hải

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
(Căn cứ theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010)

Thông số kỹ thuật

TT	Nội dung	Yêu cầu	Đạt	K.Đạt
1	Kết cấu và vật liệu	Vải không dệt, dạng phẳng, có nếp gấp; có lớp vi lọc, thanh nẹp mũi và dây đeo; không có lỗi ngoại quan	X	
2	Hiệu suất lọc đối với sương dầu (%)	Hiệu suất lọc không nhỏ hơn mức 90%	X	
3	Trở lực hô hấp (mmH ₂ O)	Trở lực hô hấp (DP) không lớn hơn mức 9 mmH ₂ O	X	
4	Giới hạn trường nhìn (%)	Giới hạn trường nhìn không lớn hơn mức 6%	X	
5	Khối lượng (g)	Khối lượng không lớn hơn 10 g	X	
6	Giới hạn cho phép của kim loại nặng			Phù hợp

**Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị đối với các mẫu thử Công ty Cổ phần chăm sóc Sức khỏe VG cung cấp cho Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế ngày 09/02/2021.*

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021

SOÁT XÉT

NGƯỜI THỬ NGHIỆM



Nguyễn Văn Hùng



Lê Đức Hà