

**GIẤY CHỨNG NHẬN  
THỬ NGHIỆM**

Số: 068/21 /VTTB-ĐGSPH

**Cơ quan yêu cầu:** Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm TQA

**Địa chỉ:** Thôn Xuân Đình, Xã Hàm Tử, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên

**Tên sản phẩm:** Khẩu trang y tế TQA Mask

**Model:** QA

**Đơn vị sản xuất:** Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm TQA

**Địa chỉ sản xuất:** Thôn Xuân Đình, Xã Hàm Tử, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên

**Xuất xứ:** Việt Nam


**Người thử nghiệm:** Trần Đức Anh

**Tiêu chuẩn thử nghiệm:** Theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010

**Phương pháp thử nghiệm:** Theo TCVN 8389-1:2010

**Kết luận:** Khẩu trang đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010 - Khẩu trang y tế thông thường.

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2021



TS. Lê Thanh Hải

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Căn cứ theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010)

### Thông số kỹ thuật

TT	Nội dung	Yêu cầu	Đạt	K.Đạt
1	Kết cấu và vật liệu	Vải không dệt, dạng phẳng, có nếp gấp; có lớp vi lọc, thanh nếp mũi và dây đeo; không có lỗi ngoại quan	X	
2	Hiệu suất lọc đối với sương dầu (%)	Hiệu suất lọc không nhỏ hơn mức 90%	X	
3	Trở lực hô hấp (mmH <sub>2</sub> O)	Trở lực hô hấp (DP) không lớn hơn mức 9 mmH <sub>2</sub> O	X	
4	Giới hạn trường nhìn (%)	Giới hạn trường nhìn không lớn hơn mức 6%	X	
5	Khối lượng (g)	Khối lượng không lớn hơn 10 g	X	
6	Giới hạn cho phép của kim loại nặng			Phù hợp

\* Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị đối với các mẫu thử Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm TQA cung cấp cho Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế ngày 09/02/2021.

SOÁT XÉT

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2021

NGƯỜI THỬ NGHIỆM

Hà Quang Thanh

Trần Đức Anh