

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TQA

Địa chỉ: Thôn Xuân Đình, Xã Hàm Tử, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Xuân Đình, Xã Hàm Tử, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHẨU TRANG Y TẾ TQA MASK

1. Mô tả:

- Khẩu trang y tế TQA Mask là khẩu trang có từ 2 đến 4 lớp vải không dệt, 1 lớp vi lọc hoặc/và giấy(vải) lọc kháng khuẩn.
- Thanh tựa mũi có khả năng uốn dẻo tạo hình cao, giúp cố định khẩu trang và tạo độ kín, ôm khít khuôn mặt.
- Dây đeo chắc chắn, có độ co giãn tốt tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng.

2. Mục đích sử dụng:

- Bảo vệ sức khỏe.
- Ngăn chặn sự xâm nhập của khói bụi, không khí ô nhiễm, vi khuẩn, vi rút... vào đường hô hấp.
- Giúp phòng các bệnh đường hô hấp do khói bụi, các bệnh nhiễm khuẩn lây truyền qua đường hô hấp.

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Mở khẩu trang, kéo dây thun đeo khẩu trang vòng qua tai.
- Nắn thanh tựa mũi tạo độ kín khít, ôm sát khuôn mặt người dùng.
- Chụp khẩu trang kín mũi miệng.

4. Cảnh báo và thận trọng:

- Chỉ sử dụng 1 lần, không tái sử dụng hoặc sử dụng sau khi giặt.
- Không kéo quai khẩu trang quá mạnh để tránh bị giãn lỏng.
- Một số trường hợp, kính mắt có thể bị mờ khi sử dụng khẩu trang, nên cẩn thận khi lái xe.
- Không sử dụng khi gần nguồn lửa hoặc khi đang xảy ra hỏa hoạn.
- Trường hợp bị kích ứng da, ngưng sử dụng và đến cơ sở y tế để kiểm tra

5. Điều kiện bảo quản:



- Điều kiện bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.

6. Cơ sở sở hữu TTBYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TQA

Địa chỉ: Thôn Xuân Đình, Xã Hàm Tử, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

ĐT : Fax:

7. Cơ sở sản xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TQA

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Xuân Đình, Xã Hàm Tử, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

ĐT : Fax

8. Cơ sở phân phối

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TQA

Địa chỉ: Thôn Xuân Đình, Xã Hàm Tử, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

ĐT : Fax:

TỔNG GIÁM ĐỐC.



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN QUÝ ANH

