



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG

Đ/C: Số 11, ngõ 148, Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 0988315514

Mã số thuế: 0108937535

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**TÀI LIỆU KỸ THUẬT MÔ TẢ CHUNG LOẠI
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU**

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Đèn khám a) 89-701-00-04; 89-701-01-04; 89-701-02-04; 89-701-03-04 - Cường độ chiếu sáng tại 0.5 m : 50.000 lux - Nhiệt độ màu : 4400 K - Chỉ số hoàn màu : >93 - Độ rộng trường sáng d10 : 17 cm - Nguồn điện : 100 – 240 V ; 50 – 60 Hz - Tuổi thọ : 50.000 giờ b) 89-700-00-04; 89-700-01-04; 89-700-02-04 - Cường độ chiếu sáng tại 1 m : 100.000 lux - Nhiệt độ màu : 4300 K - Chỉ số hoàn màu : 99 - Độ rộng trường sáng d10 : 17 cm - Nguồn điện : 100 – 240 V ; 50 – 60 Hz - Tuổi thọ : 60.000 giờ - Dải điều chỉnh cường độ sáng từ/đến : 30 – 100%
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện (kể cả hóa chất đi kèm)	- Bộ phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm theo đèn
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng như ghi trên nhãn	- Sử dụng trong tiểu phẫu hoặc thăm khám bệnh nhân
1.4	Hướng dẫn sử dụng	- Bật nguồn - Chính cường độ sáng và khoảng cách phù hợp
1.5	Chống chỉ định	- Không có chống chỉ định
1.6	Cảnh báo và thận trọng	- Thực hiện đúng hướng dẫn sử dụng của kỹ sư hãng - Sử dụng đúng nguồn điện
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	- Không có tác dụng bất lợi
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước:	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Đức/Germany	
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế - Chỉ được sử dụng bởi các nhân viên y tế đã được đào tạo - Bảo quản theo quy định	

