

Tên sản phẩm: Khẩu trang Y tế
Model: VG Eco Mask
Mã: EM4T
Số lớp: 04
Loại quai: Trong
Hiệu suất lọc khuẩn (BFE): >= 95%
Nếp mũi: 01 lõi kẽm
Khử trùng UV
Số CBCL: TCCS 05:2021/VGH
Số DKLH:



Tem phụ

KHẨU TRANG Y TẾ VG

BẢO VỆ TUYỆT ĐỐI



SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY ĐẠT TIÊU CHUẨN PHÒNG SẠCH CLEANROOM 100.000

Hướng dẫn đeo khẩu trang

- Bước 1:** Đưa khẩu trang lên ngang mắt, kéo hai quai đeo đặt vào sau tai. Quay mặt có logo ra ngoài.
- Bước 2:** Dùng tay ấn chỉnh thanh nẹp mũi cho vừa vặn với khuôn mặt.
- Bước 3:** Dùng tay kéo mép trên và dưới cho đến khi khẩu trang che kín từ mũi đến cằm.



CÔNG TY CP CHĂM SÓC SỨC KHỎE VG
Nhà máy: Xã Tân Dân, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên
Văn phòng đại diện: Tầng 16, Tòa nhà VCCL, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 094.525.7868
Website: www.vghealthcare.vn



50 CHIEC/HỘP
SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM



VG Medical Mask

ABSOLUTE PROTECTION

PM<2.5



Thông tin sản phẩm

Thành phần
Các lớp vải lọc không dệt Polypropylene SS/SSS và 01 lớp Meltblown lọc khuẩn, quai đeo Polyester-Spandex, thanh nẹp mũi Polyethylene lõi kẽm. Sản phẩm không chứa cao su tự nhiên nên không gây kích ứng da.

Công dụng
Ngăn ngừa dị vật, bụi mịn và siêu mịn (PM<2.5), khói, phấn hoa, vi khuẩn và virus trong không khí.



*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Vị trí logo và hình thức quai đeo có thể thay đổi tùy theo mã sản phẩm



50 PIECES/BOX
MADE IN VIETNAM

Tên sản phẩm: Khẩu trang Y tế
Model: VG Eco Mask
Mã: EM4T
Số lớp: 04
Loại quai: Trong
Hiệu suất lọc khuẩn (BFE): >= 95%
Nếp mũi: 01 lõi kẽm
Khử trùng UV
Số CBCL: TCCS 05:2021/VGH
Số DKLH:



Tem phụ



TRANG ẢNH KHÔNG TRỰC TIẾP



2 LỚP SỢI DUNG HỘT LỚN



BẢO QUẢN KHÔNG BƯỚC THƯỜNG MẮT



BẢO BỆ LỢI CÓ THỂ TÀI CHẾ



SẢN PHẨM KHÔNG CHỨA THÀNH PHẦN CHẤM TỤ THUYỀN

Số Lot.:
NSX:
HSD: 02 năm kể từ NSX