



**TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM
THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM**
53 - 55 Lê Thị Riêng, Quận 1, TP. HCM
45 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP. HCM
ĐT: 028.38395702 - Fax: 028.39250847



PHIẾU PHÂN TÍCH

Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu đem gửi.


Số: 0183 - 0321 / TTKN

- Mẫu phân tích** : GẠC Y TẾ (Chưa tiệt trùng)
- Nơi sản xuất** : Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Đông Pha
93/63 - KP.8, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai
- Số lô** : Thử nghiệm - **NSX:** 02/2021 - **Hạn dùng:** 02/2024 - **SĐK:** Không có
- Người và nơi gửi mẫu** : Vũ Thị Kim Nhung - Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Đông Pha
93/63 - KP.8, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai
- Yêu cầu phân tích** : Kiểm tra chất lượng (Trừ kích thước).
- Ngày nhận mẫu** : 24/02/2021 **-Số đăng ký KN** : 0183GK
- Người nhận mẫu** : Nguyễn Thị Thùy Linh **-Người giao mẫu** : Vũ Thị Kim Nhung
- Thủ theo tài liệu** : Tiêu chuẩn cơ sở
- Thời gian lưu mẫu** : 30 ngày kể từ ngày trả kết quả (Hết thời gian lưu mẫu, Trung tâm không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng).
- Thời gian kiểm nghiệm** : 24/02/2021 – 08/03/2021

STT	CHỈ TIÊU	YÊU CẦU	KẾT QUẢ	TÀI LIỆU ÁP DỤNG
1	Tính chất	Gạc có màu trắng sữa, có dạng hình vuông.	Đạt	Tiêu chuẩn cơ sở
2	Giới hạn acid	Phải đạt qui định	Đạt	Tiêu chuẩn cơ sở
3	Giới hạn kiềm	Phải đạt qui định	Đạt	Tiêu chuẩn cơ sở
4	Khả năng thấm ướt	Phải đạt qui định	Đạt	Tiêu chuẩn cơ sở
5	Chất tan trong ether	Không quá 0,5 %.	Đạt (0,2 %)	Tiêu chuẩn cơ sở

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

P. GIÁM ĐỐC



(a) Chi tiêu chưa được GLP công nhận.
(b) Chi tiêu chưa được Vilas công nhận.