

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Công ty TNHH Trang trí nội thất Mộc Thành Văn

Địa chỉ: 2/1/12 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<p>- Tên trang thiết bị y tế: Đèn phẫu thuật hai nhánh</p> <p>- Mã sản phẩm: OL-01; TL-01</p> <p>- Mô tả trang thiết bị y tế: Trang thiết bị y tế này được cấu tạo từ chất liệu thép không gỉ y tế chất lượng cao. Đèn phẫu thuật này phù hợp cho hầu hết các loại phẫu thuật nói chung. Ngoài ra, thiết bị y tế này còn được sử dụng cho những công việc y tế khác như: chăm sóc đặc biệt, sơ sinh, cảm ứng phòng khám, nha khoa, da liễu, phụ khoa, thú y, phòng mổ xẻ.</p> <p>+ Những tính năng chính:</p> <ul style="list-style-type: none">• Trọng lượng nhỏ, đầu nhẹ tiện dụng, tay cầm thoải mái cho phép thiết lập dễ dàng và chính xác và vị trí của đèn mổ trong quá trình phẫu thuật.• Thiết kế chống thấm nước, chống lại các yếu tố môi trường và bề mặt nhẵn đảm bảo dễ khử trùng, bảo trì và vệ sinh.• Công nghệ LED đảm bảo phân phối ánh sáng nhất quán và cho phép điều kiện gần như không có bóng.• Bức xạ nhiệt thấp giảm thiểu sự gia tăng nhiệt độ ở vùng đầu của bác sĩ phẫu thuật đến mức không thể nhận thấy.• Cường độ ánh sáng và chỉ số hoàn màu cao giúp phẫu thuật các vết thương đặc biệt hẹp và sâu.• Hệ thống chiếu sáng được làm mờ điện tử để cung



