



**khuongninh**  
investment & development

## CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHƯƠNG NINH

MST: 0304207694

Địa chỉ: 25 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3977 8909

Fax: 028.3977 8908

Website: [khuongninh.com.vn](http://khuongninh.com.vn)

Email: [info@khuongninh.com.vn](mailto:info@khuongninh.com.vn)

Số TK: 0421003821311 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN – CN Hùng Vương

### PHIM X-QUANG Y TẾ

Tên hàng: **Phim X-quang y tế Drystar DT 2 B**

Số lưu hành:

Hãng/Nước sản xuất: Agfa Gevaert NV/Bỉ

Quy cách: 100 tờ/ hộp x 5 hộp/thùng

Hạn sử dụng: xem trên nhãn của nhà sản xuất

Bảo quản: - Nhiệt độ 10-25<sup>0</sup>C/ Độ ẩm: 30-60%RH;  
tránh các tia X, gamma, các tia bức xạ khác ; tia  
năng trực tiếp của mặt trời.

HDSD: Được sử dụng cho máy in phim y tế Drystar

NK&PP: Công ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển

Khương Ninh

Đ/c: 25 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, TP. HCM

ĐT: 028 3977 8909

Fax: 028 3977 8908

## CÔNG TY TNHH ĐT & PT KHƯƠNG NINH



**GIÁM ĐỐC**

*Vũ Quốc Chuẩn*