


MẪU NHÃN

-  **IKEDA®**
- 1) Name of goods/Tên sản phẩm: Endoscope Camera and accessories included - Máy nội soi và phụ kiện đi kèm
 - 2) Manufacturer/Nhà sản xuất: Xuzhou AKX Electronic Science and Technology Co., Ltd. Add./Địa chỉ: C1-1-11 Mingyang Square, Economic Development Zone, Xuzhou City, Jiangsu Province, China
 - 3) The owner circulation number-Warranty facility/Chủ sở hữu hành-Cơ sở bảo hành: Thien Viet Medical JSC Add./Địa chỉ: 101/89 Nguyen Van Dau, Ward 5, Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City, Viet Nam.
 - 4) Origin of goods/Xuất xứ hàng hóa: China
 - 5) Circulation number/Số lưu hành:
 - 6) Lot No/Serial No:
 - 7) Date of manufacture/Ngày sản xuất:
 - 8) Quantification of goods/Số lượng sản phẩm: 01 Set/ Bộ
 - 9) Storage and transport conditions/Điều kiện bảo quản và vận chuyển: Temperature/Nhiệt độ: -40 to 55°C / Relative Air Humidity/Độ ẩm: <95% / Relative Air Pressure/Áp suất không khí: 500-1060 hPa
 - 10) Operational environment/Môi trường hoạt động: Temperature: +10°C - +40°C / Humidity: 30-75% / Air pressure: 700-1060hPa.
 - 11) Model: YKD-9003 (YKD-9100)
 - 12) Safety Information Warning: User manual/Cảnh báo thông tin an toàn; Hướng dẫn sử dụng: Contact the owner circulation/ Liên hệ chủ sở hữu số lưu hành

CÔNG TY CP TM DV TBYT THIÊN VIỆT



Huỳnh Văn Việt