

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên trang thiết bị	Bộ bao chi áp lực phòng ngừa thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch
Chỉ định	- Dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (VTE), bao gồm huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) và thuyên tắc phổi (PE).
Hướng dẫn sử dụng	- Chọn bao chi áp lực phòng ngừa thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch phù hợp - Tháo băng gai dính và đặt chân vào - Đóng băng gai dính sao cho bao chi áp lực ôm sát chân. - Kết nối ống dẫn khí với máy bơm.
Cách bảo quản	- Đặt nơi khô ráo, thoáng mát, an toàn, hợp vệ sinh - Tránh ánh nắng trực tiếp
Lưu ý	- Khi có dấu hiệu kích ứng, ngưng sử dụng sản phẩm và tham vấn ý kiến của nhân viên y tế.

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**  
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)  
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



Giám Đốc  
*Nguyễn Lê Phú*