

# PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

## TEST REPORT

Số / No: 1640/21/QC-PTN.HN

- Tên mẫu thử / Name of sample: Gạc rơ lưỡi trẻ em (Thảo dược)
- Ký hiệu mẫu / Sample No.: 2021/0119/HS6
- Tình trạng mẫu / Status of sample: 01 túi x 45 cái
- Ngày nhận mẫu / Date of receiving: 08/07/2021
- Nơi gửi mẫu / Customer: Công ty Cổ phần Dược phẩm và thiết bị y tế An Phú
- Thời gian thử nghiệm / Test duration: Từ ngày / From: 08/07/2021 đến ngày / To: 14/07/2021
- Nơi thử nghiệm / Place of testing: Phòng TN Hóa Sinh- 37 Phạm Tuấn Tài, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

### KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST RESULT

STT Item	Tên chỉ tiêu thử Specifications	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test methods	Kết quả Results
1	Hàm lượng Formaldehyde	mg/kg	TCVN 7421-1:2013	KPH (LOD = 25,0)
2	Hàm lượng Amin thơm có nguồn gốc từ thuốc nhuộm Azo (22 amin theo TT 32-2009/BCT)	mg/kg	TCVN 7619-1:2007	KPH (LOD = 5,5)
3	Hàm lượng Antimon (Sb)	mg/kg	TCVN 8389-1:2010	KPH (LOD = 0,1)
4	Hàm lượng Asen (As)	mg/kg	TCVN 8389-1:2010	KPH (LOD = 0,1)
5	Hàm lượng Cadimi (Cd)	mg/kg	TCVN 8389-1:2010	KPH (LOD = 0,1)
6	Hàm lượng Chì (Pb)	mg/kg	TCVN 8389-1:2010	KPH (LOD = 0,1)
7	Hàm lượng Thủy ngân (Hg)	mg/kg	TCVN 8389-1:2010	KPH (LOD = 0,1)

**Ghi chú :** KPH là không phát hiện.

Thử nghiệm viên  
Analyst

Phòng Thử nghiệm Hóa sinh  
Biochemical Testing-Lab.

Hà nội, ngày 16 tháng 07 năm 2021

Giám đốc  
Director



Nguyễn Thị Mỹ

Lê Thị Việt Hồng



PHÓ GIÁM ĐỐC  
Trần Quốc Dũng