

Địa chỉ: Nhà 1H, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0243.756.6023; Fax: 0243.756.4390
Email: pthc1002@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Khách hàng (Customer): CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XANH ĐT

Địa chỉ (Address): Thôn Năm Giai, X. Tràng Lương, TX. Đông Triều, T. Quảng Ninh

Tên mẫu (Sample name): Dung dịch vệ sinh mũi Spray Ag+ Baby/SAB01

Mô tả (Description): Mẫu đựng trong chai 70mL, đóng kín, tên và ngày tháng theo công bố của nhà sản xuất.

Chỉ tiêu phân tích (Parameter): theo bảng danh sách kết quả phân tích

Ngày nhận mẫu (Date of received): 12 / 07 /2021

Kết quả phân tích (Results):

STT (No.)	Tên chỉ tiêu (Parameter)	Phương pháp thử (Testing Method)	Kết quả ^a (Result)
1.	Tính chất	Cảm quan	Dạng dung dịch trong suốt
2.	Định tính: cho phản ứng định tính ion chloride	ĐDVN V – PL 8.1	++ ^b
3.	Giới hạn cho phép về thể tích: 70 mL ± 1%	ĐDVN V – PL 11.1	Đạt
4.	pH: 6,5 – 7,5	ĐDVN V – PL 6.2	7,33
5.	Tổng số vi khuẩn hiếu khí	ĐDVN V – PL 13.6	KPH ^c
6.	Tổng số nấm mốc nấm men	ĐDVN V – PL 13.6	KPH
7.	Staphylococcus aureus	ĐDVN V – PL 13.6	KPH
8.	Pseudomonas aeruginosa	ĐDVN V – PL 13.6	KPH

Ghi chú: ^a Theo trạng thái mẫu của đơn vị cung cấp mẫu; ^b ++: dương tính; ^c KPH = không phát hiện;

Xác nhận chữ ký của đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Mạnh Cường

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2021

Phòng Phân tích hóa học

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Phi Hùng