

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

1. THÀNH PHẦN

Tên sản phẩm: Cồn 70°

Model/Mã sản phẩm: HT PHARMA

Cấu tạo: Gồm có bình/chai chứa dung dịch làm bằng nhựa và nắp chai.

Dung dịch trong chai gồm các thành phần: Ethanol, Nước tinh khiết.

2. CÔNG DỤNG

Vệ sinh, làm sạch, sát trùng bề mặt thiết bị, dụng cụ y tế.

3. CÁCH DÙNG

Đổ trực tiếp sản phẩm vào dụng cụ, thiết bị cần làm sạch. Có thể ngâm thiết bị, dụng cụ trong dung dịch. Hoặc có thể tẩm cồn vào bông và lau bề mặt thiết bị, dụng cụ y tế.

4. CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng uống hoặc tiêm

5. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

Đề xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

6. BẢO QUẢN

Tránh lửa và nguồn gây lửa

7. HẠN DÙNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất

Bắc Ninh, Ngày 20 tháng 07 năm 2021



DƯƠNG ĐỨC HẠNH