

Thành phần:

Ethanol 70% v/v
Nước tinh khiết 30% v/v

Công dụng:

Vệ sinh, làm sạch, sát trùng bề mặt thiết bị, dụng cụ y tế.

Hướng dẫn sử dụng:

Đổ trực tiếp sản phẩm vào dụng cụ, thiết bị cần làm sạch. Có thể ngâm thiết bị, dụng cụ trong dung dịch. Hoặc có thể tẩm cồn vào bông và lau bề mặt thiết bị, dụng cụ y tế.

Chống chỉ định:

Không dùng uống hoặc tiêm



CỒN 70° HT Pharma
SÁT TRÙNG BỀ MẶT THIẾT BỊ Y TẾ
Chai 500ml

Phân phối bởi:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HUNG THÀNH

Số 108, đường Tô Thanh Oai, xã Tô Thanh Oai,
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội - ĐT: 0819046666

Bảo quản:

Tránh lửa và nguồn gây lửa.

Tiêu chuẩn: TCCS: 01:2021/VTYT-NASAKI

Số CB:

Số lô sx:

Ngày SX:

HD:

Mã vạch



ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Sản xuất và chịu trách nhiệm về sản phẩm:

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NASAKI

Lô E8, E9 cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ,
xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

ĐT: 0222.3903905 - Hotline: 1900299288