



LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT VIỆT NAM  
VIỆN KIỂM NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VNTEST

VILAS 1296

WWW.VNTEST.VN

Đc: Số 07, Ngách 168/21, Đường Nguyễn Xiển, P.Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội  
Điện thoại: 024.66.86.76.38 – Email: info@vntest.vn – Website: www.vntest.vn

Số phiếu: NB210217.01/01

**SAO Y BAN CHÍNH**  
Ngày 11 tháng 08 năm 2021

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**



VILAS 1296

**I. THÔNG TIN CHUNG**

1. Khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE VG
2. Địa chỉ : Thôn Bình Dân, Xã Tân Dân, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
3. Tên mẫu thử : Khẩu trang KN95 - 100% vải không dệt SỨC KHỎE VG
4. Mã số mẫu : NB210217.01/01
5. Mô tả mẫu : Bao gói kín, có gắn tem mã hóa mẫu
6. Ngày nhận mẫu : 17/02/2021
7. Ngày thử nghiệm: 17/02/2021 - 23/02/2021
8. Thời gian lưu mẫu : 10 ngày, kể từ ngày trả kết quả



**GIÁM ĐỐC**

**II. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 01:2017/BCT
1	Hàm lượng Formaldehyt *	mg/kg	TCVN 7421-1:2013	KPH (LOD = 5mg/kg)	≤ 75
2	Hàm lượng các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm Azo	mg/kg	TCVN 12512-1:2018 (ISO 14362-1:2017)	KPH (LOD = 5mg/kg)	≤ 30

**Ghi chú:**

- ✓ KPH: Không phát hiện.
- ✓ LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.
- ✓ QCVN 01:2017/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Hà Nội, Ngày 24 tháng 02 năm 2021

**PHÒNG KIỂM NGHIỆM**

**VIỆN TRƯỞNG**

**Vũ Thị Kim Thanh**

**ThS. Trịnh Công Sơn**

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
2. Không được trích dẫn một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Kiểm nghiệm và Kiểm định Chất lượng VNTEST.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
4. Các chỉ tiêu được công nhận VILAS đánh dấu (\*) thực hiện bởi nhà thầu phụ đánh dấu (\*\*).
5. Không nhận khiếu nại về kết quả thử nghiệm trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết hạn lưu mẫu theo quy định.



WWW.VNTEST.VN

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT VIỆT NAM  
VIỆN KIỂM NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VNTEST


VILAS 1296

Đc: Số 07, Ngách 168/21, Đường Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội  
Điện thoại: 024.66.86.76.38 – Email: info@vntest.vn – Website: www.vntest.vn

## PHIẾU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

### I. THÔNG TIN CHUNG:

- Số Phiếu thử nghiệm : NB210217.01/01
- Số mã hóa mẫu của KH : NTKO.2280.01.01
- Ngày nhận mẫu : 17/02/2021
- Ngày trả kết quả : 24/02/2021
- Hình ảnh mẫu kiểm tra :



### II. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM.

Chỉ tiêu	Kết quả
Hàm lượng formaldehyt *	KPH
Hàm lượng các Amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm Azo	KPH

#### Danh sách các Amin thơm có thể chuyển hóa từ chất màu Azo

No.	Tên Amin/ Amine	Số CAS	No.	Tên Amin/ Amine	Số CAS
1.	4-aminobiphenyl xenylamine	92-67-1	12.	3,3'-dimethylbenzidine/ 4,4'-bi- toluidine	119-93-7
2.	Benzidine	92-87-5	13.	4,4'-methylenedi-o-toluidine	838-88-0
3.	4-chlor-o-toluidine	95-69-2	14.	6-methoxy-m-toluidine/ p-cresidine	120-71-8
4.	2-naphthylamine	91-59-8	15.	4,4'-methylene-bis-(2-chloro-aniline)	101-14-4
5.	o-aminoazotoluene/ 4-amino-2',3'- dimethylazobenzene/ 4-o-tolylazo-o- toluidene	97-56-3	16.	4,4'-oxydianiline	101-80-4
6.	5-nitro-o-toluidine	99-55-8	17.	4,4'-thiodianiline	139-65-1
7.	4-chloraniline	106-47-8	18.	o-toluidine/ 2-aminotoluene	95-53-4
8.	4-methoxy-m-phenylenediamine	615-05-4	19.	4-methyl-m-phenylenediamine	95-80-7
9.	4,4'-diaminodiphenylmethane/ 4,4'- methylenedianiline	101-77-9	20.	2,4,5-trimethylaniline	137-17-7
10.	3,3'-dichlorobenzidine/ 3,3'- dichlorobiphenyl-4,4'-ylenediamine	91-94-1	21.	o-anisidine/ 2-methoxyaniline	90-04-0
11.	3,3'-dimethoxybenzidine/ o-dianisidine	119-90-4	22.	4-aminoazobenzene	60-09-3

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
- Không được trích dẫn một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Kiểm nghiệm và Kiểm định Chất lượng VNTEST.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
- Các chỉ tiêu được công nhận VILAS đánh dấu (\*) thực hiện bởi nhà thầu phụ đánh dấu (\*\*).
- Không nhận khiếu nại về kết quả thử nghiệm trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết hạn lưu mẫu theo quy định.