

Vgh

KHẨU TRANG KN95 VG95



PM 2.5

Vgh

KHẨU TRANG KN95 VG95



Ngăn ngừa 95% virus, vi khuẩn & bụi siêu mịn




Lớp lót bên trong mềm mại



Thiết kế êm ái & thoáng mát

Thành phần



02 Lớp lọc Meltblown PP 02 x 25 gm

*Hình ảnh chỉ mang tính minh họa



Hướng dẫn sử dụng




Đeo khẩu trang kín ngay mặt, tránh chạm tay vào dây đeo. Rửa tay ngay khi tháo ra ngoài.



Đừng tay ấn chỉnh thành nẹp mũi cho vừa với khuôn mặt.



Chú ý: Tránh chạm tay vào dây đeo, tránh cho tay chạm vào dây đeo.



ĐƯỢC SẢN XUẤT TRONG NHÀ MÁY TIÊU CHUẨN PHÒNG SẠCH CLEANROOM LOOK

Lưu ý khi sử dụng

- Sản phẩm sử dụng một lần và không thể giặt.
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.
- Chỉ sử dụng với của trẻ nhỏ.

Lá chắn tối ưu bảo vệ hệ hô hấp

Ngăn ngừa đi vết bụi mịn và siêu mịn (PM10.3), khói, phấn hoa, vi khuẩn và virus trong không khí nhờ 02 lớp Meltblown 25 gam có hiệu suất lọc khuẩn trên 99%.

Thiết kế vừa vặn & êm ái

- Khẩu trang VG95 được cấu tạo từ 05 lớp vải không dệt nguyên sinh với các chức năng riêng biệt: Lọc, chống giọt bắn, định hình & mang lại sự êm ái.
- Thiết kế 3D ôm sát khuôn mặt, hạn chế 66% đã các khe hở, ngăn ngừa sự xâm nhập của virus, vi khuẩn & bụi.
- Nẹp mũi hai lõi kim loại định hình chắc chắn cùng miếng đệm mũi mềm giúp giảm hiện tượng mờ kính mắt trong quá trình sử dụng.
- Quai tai có đàn hồi để không chứa thành phần cao su tự nhiên, có độ dài linh hoạt với nút chỉnh đem lại sự thoải mái và dễ chịu cả khi được sử dụng trong thời gian dài.



Vgh



BAO VỆ TRƯỚC CÁC BỆNH LÂY QUẢ KHÔNG KHÍ/GIÓT BÀN

PM 2.5

