

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

XE ĐỰNG CHUYÊN DỤNG **MODEL: XD -15**



CẤU HÌNH:

- Xe tiêm : 01 chiếc
- Rô đựng đồ: 02 chiếc
- Xô đựng: 02 chiếc
- Bánh xe: 04 chiếc
- Ngăn kéo: 02 chiếc
- Cọc truyền: 01 chiếc

III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Xe tiêm bằng vật liệu nhựa ABS có các giá và ngăn kéo phù hợp với nhu cầu sử dụng khi khám chữa bệnh; kích thước: 480x620x900

XE ĐẨY RÁC Y TẾ
MODEL: XD-17



- Kích thước tổng thể: Khoảng 1193x1060x973mm
- Thùng xe làm bằng inox dày 1mm
- Chiều cao phù hợp với các loại xe chở rác hiện nay
- Khung xe làm bằng thép ống hàn chắc chắn với nhau và được mạ kẽm

- Thùng chứa rác có dung tích 400L làm bằng Inox , có 3 lỗ thoát nước dưới đáy
- Tính cơ động cao , di chuyển nhẹ nhàng với 2 bánh xe lớn và 1 bánh xe nhỏ điều hướng phía sau