

# CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO

NMSX: Ngọc Hồi- Thanh Trì - Hà Nội \*\*\* Tel: 0243.8614172/Fax: 0243.8614173

Website: www.thietbiyte130.vn \*\*\* Email: xn130.am@gmail.com

## VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

Địa chỉ: Số 145 Phố Phương Mai- Quận Đống Đa - TP. Hà Nội

Hotline: 0981 76 85 86 \*\*\*\*\* Email: phongkinhdoanh130@gmail.com



ISO 9001-2015  
ISO 14001-2015  
ISO 13485-2016

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ ĐÀU GIƯỜNG INOX

### 1. Công dụng :

- Dùng để phục vụ công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện, các cơ sở y tế...
- Sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu dễ sử dụng , thao tác nhanh gọn, dễ dàng di chuyển, tháo lắp...

### 2. Lắp đặt:

- Tủ được đặt tại các vị trí bằng phẳng, tránh đặt tại các vị trí có địa hình lồi lõm lớn có thể gây đổ tủ
- Đảm bảo không gian để có thể mở cánh tủ

### 3. Sử dụng hợp lý:

- Trước khi sử dụng tủ phải vệ sinh sạch sẽ tủ bằng vải khô
- Hạn chế sử dụng trong môi trường ẩm ướt và không gian hẹp
- Tránh để bề mặt tủ tiếp xúc với hóa chất trong thời gian dài

Người đại diện hợp pháp của cơ sở 



GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Đức Ân*