



CÔNG TY CP THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM
SISC VIET NAM INSTRUMENTATION JOINT STOCK CO.

Số 48, Ngõ 245, phố Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
No 48, 245 Alley, Mai Dich, Cau Giay, Hanoi
Tel: 04.39380045 Fax: 04.39380047
Email: Service-hn@sisc.com.vn

Nhãn phụ tiếng Việt:

Tên sản phẩm: DELFIA Wash Concentrate

Quy cách đóng gói:

Thành phần: DELFIA Wash Concentrate là dung dịch cô đặc 25 lần của dung dịch đệm Tris-HCl (pH 7,8) chứa Tween 20 và chất bảo quản Germall II¹.

Mục đích sử dụng: Chỉ sử dụng trong chẩn đoán *in vitro*. Dùng để pha dung dịch đệm rửa trong thiết bị rửa đĩa DELFIA Platewash hoặc hệ thống xét nghiệm miễn dịch tự động AutoDELFA.


Bảo quản: Trước mở nắp: +2-+8°C; Sau mở nắp: +2-+8°C.

Cảnh báo: Quy trình xả thải phải tuân theo hướng dẫn của từng địa phương.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Số lô: Xem phần LOT trên bao bì.

Ngày sản xuất:

Hạn dùng: Xem phần  trên bao bì.

Hạn dùng sau mở nắp: +2-+8°C tới ngày hết hạn ghi trên nhãn chai.

Số đăng ký:

Các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Xuất xứ: Phần Lan

Nhà sản xuất: Wallac Oy, Mustionkatu 6, FI-20750 Turku, Phần Lan

Nhà nhập khẩu: Công ty Cổ phần thiết bị SISC Việt Nam

Số 48, ngõ 245, Phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.