



## NHÃN GỐC

### Ghi chú:

Nhãn gốc là nhãn đại diện.

Các thông tin về chủng loại, mã sản phẩm, mã barcode/ QR, các thông số kỹ thuật trên nhãn sẽ thay đổi tương ứng với từng chủng loại sản phẩm.

Số lô/ số seri, quy cách đóng gói, ngày sản xuất/ hạn sử dụng sẽ thay đổi theo thông tin thực tế.

# 81-0æssed

# Passeo-18

# Passeo-18

Nominal Diameter (mm) **2.5**

Balloon Length (mm) **40**

Usable Length (cm) **130**

2022-12-31  
REF 357491  
LOT 00000001

Nominal Diameter (mm) **2.5**

Balloon Length (mm) **40**

Usable Length (cm) **130**

STERILEIO  
10°C 50°F  
40°C 104°F

**BIOTRONIK**  
excellence for life



en Peripheral Dilatation Catheter  
 de Peripherer Dilationskatheter  
 fr Cathéter de dilatation périphérique  
 it Catetere per dilatazione periferico  
 es Catéter de dilatación periférico  
 bg Периферен дилатационен катетър  
 hr Periferni dilatacijski kateter  
 cs Katetr pro periferní dilataci


da Perifert dilationskateter  
 nl Perifere dilatiekatheter  
 fi Perifeerinen laajennuskatetri  
 el Περιφερικός καθητήρας διαστολής  
 hu Perifériás tájtókatéter  
 lv Perifērais dilatācijas katetrs  
 lt Periferinis plečiamasis kateteris  
 no Perifert dilasjonskateter

pl Obwodowy sewnik dylatacyjny  
 pt Cateter de dilatação periférico  
 ro Cateter de dilatare periferică  
 ru Периферический расширительный катетер  
 sk Katéter na periférnu dilatáciu  
 sl Periferni dilatacijski kateter  
 sv Perifer dilatationskateter  
 tr Periferal Dilatasyon Kateteri

Guide Wire Diameter (inch)	<b>.018"</b> (0.46 mm)
Minimum Introducer Sheath Size	<b>4 F</b> (>1.33 mm)
Contents (pcs)	<b>1</b>

Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Compliance Data	
Pressure atm (kPa)	Diameter (mm)
5 (507)	2.5
6 (608) NP	2.5
8 (811)	2.5
10 (1013)	2.6
12 (1216)	2.6
14 (1419)	2.6
15 (1520) RBP	2.6



Passeo-18 2.5/40/130 BIOTRONIK AG GTIN 07640119559025 REF 357491 LOT 00000001	00000001 LOT 07640119559025 REF 357491	00000001 LOT 07640119559025 REF 357491
Passeo-18 2.5/40/130 BIOTRONIK AG GTIN 07640119559025 REF 357491 LOT 00000001	00000001 LOT 07640119559025 REF 357491	00000001 LOT 07640119559025 REF 357491

REF 357491 LOT 00000001 2020-01-01 2022-12-31  
 101107640119559025(171221231110)00000001

EC REP  
 BIOTRONIK SE & Co. KG  
 Woermannkehe 1  
 12359 Berlin - Germany

BIOTRONIK AG  
 Ackerstrasse 6  
 8180 Büllach - Switzerland  
 Tel. +41 (0) 44 864 51 11  
 Fax +41 (0) 44 864 50 05  
 info.vi@biotronik.com  
 www.biotronik.com

**CE** 2797  
**BIOTRONIK**  
 excellence for life



3/198085C

Made in Switzerland 457399 / 1



# Passeo-18

Peripheral Dilatation Catheter

Nominal Diameter (mm)	2.5	Balloon Length (mm)	40	Usable Length (cm)	130
-----------------------	-----	---------------------	----	--------------------	-----



Guide Wire Diameter (Inch)	.018"	(0.46 mm)
Minimum Introducer Sheath Size	4F	(> 1.33 mm)
Contents (pcs)	1	

Compliance Data		
Pressure atm	Diameter (mm)	
5 (507)	2.5	
6 (608)	NP	2.5
8 (811)		2.5
10 (1013)		2.6
12 (1216)		2.6
14 (1419)		2.6
15 (1520)	RBP	2.6


Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

de Peripherer Dilatationskatheter / fr Cathéter de dilatation périphérique / it Catetere per dilatazione periferico / es Catéter de dilatación periférico / bg Периферен дилатационен катетър / hr Periferni dilatacijski kateter / cs Katetr pro periferní dilatác / da Periferit dilatationskateter / nl Perifere dilataciëkatether / fi Perifeerinen laajennuskatetri / el Περιφερικός καθετήρας / hu Perifériás tágitókatéter / lv Perifērais dilatācijas katētrs / lt Periferinis plečiamasis kateteris / no Periferit dilatasjonskateter / pl Obwodowy cewnik dyalacyjny / pt Cateter de dilatação periférico / ro Cateter de dilatare periferică / ru Периферический расширительный катетер / sk Katéter na periférnu dilatáciu / st Periferni dilatacijski kateter / sv Perifer dilatationskateter / tr Periferal Dilatasyon Kateteri

Passeo-18 2.5/40/130 BIOTRONIK AG GTIN 07640119559025	00000001	Passeo-18 2.5/40/130 BIOTRONIK AG GTIN 07640119559025	00000001
REF 357491	LOT 00000001	REF 357491	LOT 00000001
REF 357491	LOT 00000001	REF 357491	LOT 00000001

REF 357491 LOT 00000001 2020-01-01 2022-12-31

(01)07640119559025(17)221231(10)00000001



Made In Switzerland

BIOTRONIK AG  
Ackerstrasse 6  
8180 Büllach - Switzerland  
Tel. +41 (0) 44 864 51 11  
Fax +41 (0) 44 864 50 05  
info.vi@biotronik.com  
www.biotronik.com

CE 2797

**BIOTRONIK**  
excellence for life

457399



**NHÃN PHỤ**  
**BÓNG NÔNG CÁN THIỆP MẠCH MÁU**  
**PASSEO-18**

**Tên sản phẩm:** Bóng nông cán thiệp mạch máu

**Số lưu hành:** 10

**Chủ sở hữu số lưu hành:** CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 1505, tầng 15, tòa nhà Centre Point, số 106, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

**Nhà sản xuất và Chủ sở hữu trang thiết bị y tế:** BIOTRONIK AG

Địa chỉ: Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy Sĩ

**Xuất xứ:** Thụy Sĩ

**Số lô:** xem LOT trên bao bì

**Hạn sử dụng:** xem  trên bao bì (năm-tháng-ngày)

**Thông tin cảnh báo, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản và các thông tin khác:** Xem trong tài liệu đính kèm.

Sub-label\_Passeo-18\_Version 1