

NHÃN PHỤ

Tên sản phẩm: DÂY HÚT NHỚT (CÓ KHÓA, KHÔNG KHÓA)

Mã sản phẩm: GT017-100

NK & PP: Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Hoàng Kim

Địa chỉ: 383 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Tel: 028 3863 9201 – 028 3866 5909

Di động: 090 7146 679

Email: tbhoangkim@gmail.com

Nhà SX: NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD

Địa chỉ NSX: 16F, Building 1, No.98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042

Ningbo, Zhejiang Province, China.

Nước SX: Trung Quốc

Số lượng, Ngày SX, HSD: Xem trên bao bì

Qui cách đóng gói: 600 cái/ thùng

HDSĐ:

- Dây hút dịch có nhiều kích cỡ, chọn kích cỡ phù hợp với người lớn hay trẻ em.
- Cắm dây hút dịch đờm vào bình hút dịch của máy hút dịch.
- Sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần.

Số lưu hành:

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Phương Châu