

NHÂN PHỤ

Tên sản phẩm: MẶT NẠ OXY

Mã sản phẩm: GT010-110

NK & PP: Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Hoàng Kim

Địa chỉ: 383 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Tel: 028 3863 9201 – 028 3866 5909

Di động: 090 7146 679

Email: tbhoangkim@gmail.com

Nhà SX: NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD

Địa chỉ NSX: 16F, Building 1, No.98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042
Ningbo, Zhejiang Province, China.

Nước SX: Trung Quốc

Số lượng, Ngày SX, HSD: Xem trên bao bì

Qui cách đóng gói: 50 cái/ thùng

HDSĐ:

- Lắp cột đo lưu lượng vào nguồn cấp oxy;
- Lắp bình làm ẩm vào cột lưu lượng;
- Lắp dây dẫn oxy vào đầu ra cột lưu lượng hoặc bình làm ẩm;
- Lắp mặt nạ vào dây dẫn;
- Điều chỉnh lưu lượng oxy thở qua mặt nạ phù hợp với từng trường hợp khác nhau theo đúng chỉ định;
- Kiểm tra oxy các mối nối, đảm bảo không bị hở;
- Đưa mặt nạ kín mũi và miệng bệnh nhân

Số lưu hành:

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Phương Châu