

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VẬT TƯ TIÊU HAO
HÃNG GREETMED – CHINA

STT	Tên trang thiết bị	Mã sản phẩm	Mục đích sử dụng	Hướng dẫn sử dụng	Hãng, nước sản xuất	Hãng, Nước sản xuất
1	Dây hút nhớt (có khóa, không khóa)	GT017-100	Dùng để hút dịch đờm ở vùng mũi, họng, phế quản	<ul style="list-style-type: none">- Dây hút dịch có nhiều kích cỡ, chọn kích cỡ phù hợp với người lớn hay trẻ em.- Cắm dây hút dịch đờm vào bình hút dịch của máy hút dịch.- Sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD 16F, Building 1, No.98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, Zhejiang Province, China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD 16F, Building 1, No.98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, Zhejiang Province, China

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Phương Châu