

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VẬT TƯ TIÊU HAO
HÃNG GREETMED – CHINA

STT	Tên trang thiết bị	Mã sản phẩm	Mục đích sử dụng	Hướng dẫn sử dụng	Hãng, nước sản xuất	Hãng, Nước sản xuất
1	Mặt nạ khí dung	GT012-100	Hỗ trợ bệnh nhân thở khí dung	Nói ống dẫn đến nguồn khí, đặt mặt nạ lên mặt bệnh nhân	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD 16F, Building 1, No.98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, Zhejiang Province, China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD 16F, Building 1, No.98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, Zhejiang Province, China

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



PHÓ GIÁM ĐỐC

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Phương Châu