

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## LIAISON XL - Cuvettes (Mã sản phẩm: X0016)

### 1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Cuvettes (mã sản phẩm: X0016) được sử dụng để đảm bảo hiệu năng của xét nghiệm LIAISON XL, thực hiện trên máy phân tích LIAISON XL. Chỉ sử dụng các cu-vét được hãng DiaSorin phê duyệt.

### 2. VẬT LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP

- 1 hộp vận chuyển (shipping box) chứa 4 hộp sử dụng (user box).
- Một hộp sử dụng chứa 9 khay x 200 cu-vét.
- 1800 cu-vét/ hộp sử dụng, tổng cộng có 7200 cu-vét phản ứng/ hộp vận chuyển.
- Để có thông tin chi tiết (như hiệu năng của xét nghiệm LIAISON XL), tham khảo Hướng dẫn sử dụng xét nghiệm được thực hiện.

### 3. XỬ LÝ

Tham khảo Hướng dẫn sử dụng thiết bị.

### 4. BẢO QUẢN

- Bảo quản sản phẩm (chưa mở nắp) ở 0 – 30°C trong hộp gốc.
- Bảo quản sản phẩm tránh ánh sáng mặt trời hoặc môi trường ẩm thấp.
- Sau khi sử dụng, đóng nắp hộp sử dụng để tránh tạp nhiễm.
- Không sử dụng sản phẩm hết hạn.

### 5. CẢNH BÁO VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

- Tuân thủ biện pháp phòng ngừa chung khi xử lý hóa chất phòng xét nghiệm.
- Thải bỏ chất thải theo hướng dẫn khu vực.
- Nếu bao bì bị hư hỏng khi nhận sản phẩm, thông báo với đại diện của Diasorin ngay lập tức. Trong trường hợp này, không sử dụng sản phẩm trước khi được Diasorin phê duyệt.
- Cu-vét không được nạp trực tiếp từ túi cu-vét (cố ý hoặc không) thì không được sử dụng trên thiết bị và cần được thải bỏ ngay lập tức.

### 6. Ý NGHĨA CỦA CÁC BIỂU TƯỢNG

CE

Dấu CE

IVD

Chẩn đoán in vitro

REF

Mã sản phẩm

CONT

Số lượng các thành phần chứa trong túi hoặc hộp

LOT



YYYY-MM-DD



DiaSorin S.p.A.  
Via Crescentino, 13040 Saluggia (VC) - Italy  
www.diasorin.com

Số hiệu lô

Chỉ sử dụng một lần

Tham khảo Hướng dẫn sử dụng

Bảo vệ tránh ánh sáng trực tiếp

Nhiệt độ bảo quản sản phẩm

Hạn sử dụng

Thông tin liên hệ của nhà sản xuất

Chủ sở hữu sản phẩm: DiaSorin S.p.A.

Địa chỉ: Via Crescentino, snc, 13040 Saluggia (VC), Italy.

GIÁM ĐỐC



*Cao Thị Hồng Huyền*