



TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM HÀ NỘI- CHI NHÁNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QD-MELIPHAR  
Duyên Trường – Duyên Thái – Thường Tín – Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



VILAS 698

## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: 05/PKQ-22

**Mẫu để kiểm nghiệm:** Xịt mũi nước muối biển (SPYRAY-GR)

**Nơi gửi mẫu:** CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC QUỐC TẾ GREATER

**Địa chỉ gửi mẫu:** Số nhà 14, ngõ 226, phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**Số CB:**

**Nơi sản xuất:** CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA

**Địa chỉ sản xuất:** Thôn Nghĩa Hào, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**Lô sản xuất:**

**Ngày SX:**

**Hạn SD:**

**Người gửi mẫu:** Đặng Thị Quyên Oanh

**Ngày gửi mẫu:** 06/01/2022

**Yêu cầu kiểm nghiệm:** (ghi rõ nội dung, số, ngày, tháng, năm của công văn hoặc giấy tờ kèm theo):

Chỉ tiêu Cảm quan, pH, Vi sinh.

**Ngày nhận mẫu:** 06/01/2022

**Số đăng ký kiểm nghiệm:** 05/PKQ-22

**Người nhận mẫu:** Phạm Tuấn Phong

**Mô tả mẫu:** Mẫu dạng dung dịch được đóng trong lọ, nhãn rõ ràng, không có mẫu lưu.

**Kết quả thử nghiệm:**

STT	Tên chỉ tiêu/ Yêu cầu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
<b>1. Chỉ tiêu cảm quan</b>				
1.1	Trạng thái: Chế phẩm dạng dung dịch, màu đặc trưng của sản phẩm, mùi thơm đặc trưng của sản phẩm.			Đạt
<b>2. Chỉ tiêu hóa lý</b>				
2.1	pH : 5,0-8,0		ĐBVN V (Phụ lục 6.2)	Đạt (6,22)
<b>3. Các chỉ tiêu vi sinh</b>				
3.1*	Tổng số vi khuẩn HK: $\leq 10^3$	CFU/ml	ĐBVN V (Phụ lục 13.6)	Đạt (<10)

1. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm kiểm nghiệm Hà Nội- Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm QD- MELIPHAR

2. Thông tin về mẫu và khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu

3. Các phép thử đánh dấu \* là các phép thử không được VILAS công nhận

4. Các kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu gửi kiểm nghiệm. Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu



3.2*	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	ĐDVN V (Phụ lục 13.6)	KPH
3.3*	<i>S. aureus</i>	CFU/ml	ĐDVN V (Phụ lục 13.6)	KPH
3.4*	Tổng số nấm: $\leq 10^2$	CFU/ml	ĐDVN V (Phụ lục 13.6)	Đạt (<10)

Ghi chú: KPH- Không phát hiện

Kết luận: Mẫu đạt yêu cầu các tiêu chí đã kiểm nghiệm theo Tiêu chuẩn cơ sở.

Hà nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022



Ths. Ngô Thị Vân

1. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm kiểm nghiệm Hà nội- Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm QD- MELIPHAR
2. Thông tin về mẫu và khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
3. Các phép thử đánh dấu \* là các phép thử không được VILAS công nhận
4. Các kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu gửi kiểm nghiệm. Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu