

CÔNG TY CP TTBY TẾ TRONG TÍN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÂY NỐI BỘ ĐO HUYẾT ÁP ĐỘNG MẠCH VỚI MONITOR THEO DÕI CỦA BLLIFESCIENCES (INTERFACE CABLE)

- Nhu cầu đo, theo dõi áp lực động mạch ngày càng cao và đang dần trở thành một phương pháp phổ thông, cần thiết trong hầu hết các ca phẫu thuật. Đi kèm với Bộ đo áp lực động mạch, Dây nối bộ đo áp lực động mạch là một bộ phận không thể thiếu để nối với monitor.
- Dây nối bộ đo áp lực động mạch với monitor theo dõi:
 - Đa dạng về chủng loại: kết nối được với hầu hết các loại monitor theo dõi thông dụng: Spacelabs, Hewlet Package, Philip, Maquette, Criticare, Dragger
 - Nguyên liệu cao cấp, độ dẻo, an toàn, chống gập gãy trong quá trình sử dụng.
 - Dây nối, thiết kế khoa học để dễ dàng Flus khi cần dòng truyền nhanh, cao hơn.
- Tóm lại: Với sự đa dạng về chủng loại, nguyên liệu cao cấp, chịu áp lực tốt. Dây nối của Bllifesciences là một sự lựa chọn tốt, tiết kiệm cho Bệnh viện.
- Cách sử dụng:
 - Mở trong môi trường vô trùng.
 - Dùng Dây nối gắn với Monitor.
 - Nối một đầu khác với Bộ đo áp lực động mạch.
 - Gắn hai đầu dây thật chặt, khớp đúng đầu.
 - Không dùng lại cho bệnh nhân khác.



Trần Doãn Quân
GIÁM ĐỐC
Trần Doãn Quân