

Trang: 1/1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số: TSL4211100370-3

1. Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG
2. Địa chỉ : 242/16 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3. Ngày nhận mẫu : 04/11/2021
4. Ngày phân tích mẫu : 04/11/2021
5. Ngày trả kết quả : 10/11/2021
6. Thông tin mẫu : Khăn lau hạ sốt Oribebe 2y+
Model: Hộp 4 túi x 6 khăn
7. Mô tả mẫu : Mẫu đóng trong túi PE được đóng kín
8. Ghi chú :
9. Bảng kết quả :

STT	Chỉ Tiêu Thử Nghiệm	Kết Quả	Đơn Vị	GHPH	Phương Pháp Thử
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	5.0x10 ¹	CFU/g	-	Dược Điển VN V - phụ lục 13.6
2	Staphylococcus aureus	Không phát hiện	/g	-	Dược Điển VN V - phụ lục 13.6
3	Pseudomonas aeruginosa	Không phát hiện	/g	-	Dược Điển VN V - phụ lục 13.6
4	Candida albican	Không phát hiện	/g	-	Dược Điển VN V - phụ lục 13.6
5	Chì (Pb)	Không phát hiện	ppm	0.007	TS-KT-QP-06: 2019
6	Cadimi (Cd)	Không phát hiện	ppm	0.007	TS-KT-QP-06: 2019
7	Asen (As)	Không phát hiện	ppm	0.007	TS-KT-QP-06: 2019

Chú thích :

- 1.(*): Chỉ tiêu thuộc phạm vi công nhận ISO/IEC 17025:2017.
- 2(**): Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ.
- 3.GHPH: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT



NGUYỄN HỮU TRUYỀN

GIÁM ĐỐC



HỒ THỊ THANH PHƯƠNG

TSL SCIENCE CO.,LTD

Trụ sở HCM: 592A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi nhánh Cà Mau: Số 11 Đường 3/2, Phường 5, TP Cà Mau, Việt Nam

Chi nhánh Hà Nội: Số 17, Liên kề shophouse D1 tại khu D, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam

Telephone: (+84) 28.3810.4336

Website: <http://tsl-net.com.vn>

1. Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được từ khách hàng, tên mẫu theo khách hàng gửi / Testing results in this test report are valid only for the sample(s) as received, sample's name as indicated of client.
2. Báo cáo này không được sao chép một cách không đầy đủ hoặc không có sự chấp thuận của TSL / This report will not be reproduced except in full, without approval of TSL.

TS-TTCL-7.8/BM-04