

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH

Trụ sở: Nhà A, số 85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÚI MANG MÁY DI ĐỘNG

Mô tả chung

- Là phụ kiện đi kèm máy hút áp lực âm Suprasorb CNP P3
- Túi làm bằng vải, màu đen, 1 mặt nilon trong suốt để có thể nhìn thấy màn hình máy bên trong. Túi có dây đeo chéo qua vai. Có thể thao tác trên màn hình máy thông qua mặt nilon trong suốt của máy mà không cần phải lấy máy ra khỏi túi

Chỉ định

- Là phụ kiện đi kèm theo máy hút áp lực âm Suprasorb CNP P3, sử dụng để đựng máy hút áp lực âm Suprasorb CNP P3 cho các bệnh nhân muốn di chuyển trong quá trình điều trị

Cách sử dụng

- Đặt máy vào trong túi mang máy, mặt màn hình máy ở phía nilon trong suốt của túi (Chỉ áp dụng với bình chứa dịch 250ml)
- Đeo túi chéo hoặc ở 1 bên vai để di chuyển trong khi đang điều trị

Cảnh báo và thận trọng

- Di chuyển nhẹ nhàng, tránh rung lắc máy.

Bảo quản

- Bảo quản nơi khô ráo, tránh ẩm ướt
- Không để ở nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, nơi có nhiệt độ cao
- Bảo quản trong vali chuyên dụng cùng máy hút áp lực âm Suprasorb CN P3 khi không sử dụng