

**TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

Công ty TNHH thiết bị y tế và hóa chất Hoàng Phương

Địa chỉ: 7/93 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Tên thiết bị : Ống thông đường tiểu    Chủng loại/Size : Số 8,10,12,14,16

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Ống thông đường tiểu được làm 100% cao su tự nhiên, được tiết trùng bằng khí CO2 Đầu sonde có 1 lỗ Lòng sonde có hệ thống dẫn nước tiểu ra Các số 8,10,12 14 16 18
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Không có
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Dùng dẫn lưu nước tiểu từ bàng quang ra ngoài cho bệnh nhân nữ.
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Kết nối ống thông đường tiểu với túi nước tiểu. Bôi trơn ống thông và kết nối với bàng quang. Chỉ sử dụng một lần, hủy đi ngay sau khi sử dụng
1.5	Chống chỉ định	Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không được sử dụng nếu túi đóng gói bị hỏng. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có tác dụng bất lợi nào
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	Hiện chưa có thông tin cảnh báo nào về tính an toàn của sản phẩm Sử dụng theo đúng qui định của nhà sản xuất

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**



**GIÁM ĐỐC**  
*ThS. Nguyễn Thị Phương*