



# CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE

Tiêu đề

## KIM LUÔN TÍNH MẠCH NGOẠI BIÊN FAVOCATH

### NHÃN SẢN PHẨM

<p><b>FAVOCATH</b> I.V. Catheter</p> <p><b>Size</b> 18G x 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" Ø 1.2 mm L 40 mm F 100 ml/min</p> <p><b>18G</b></p> <p>REF <b>IVC-18G40100</b></p> <p>LOT</p> <p>Số lô:</p> <p>HSD (Hạn Sử Dụng)</p> <p>NSX (Ngày Sản Xuất)</p> <p>Kim Luân Tĩnh Mạch Ngoại Biên I.V. Catheter With Injection Valve</p> <p><b>USM HEALTHCARE</b> CE 2195</p> <p>STERILE EO R Only</p> <p>Tham khảo hướng dẫn sử dụng - Consult instructions for use</p> <p>CITY CP NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE L11-40/1-3, Đường Số 4, Khu Công Nghiệp Tân Hưng Lương Thành Mỹ, TP. Thủ Đức, TP. HCM Việt Nam</p> <p>USM HEALTHCARE MEDICAL DEVICES FACTORY JSC L11-40/1-3, NĐ Street, Saigon-Ho Chi Minh, Viet Nam Lung Thanh Ho Street, Thu Duc City, HCMC, 760000 Vietnam Website: <a href="http://www.usm.com.vn">www.usm.com.vn</a></p> <p>EC REP: CMC Medical Devices &amp; Drugs S.L. C/Paradeo Largo #18, C.P. 28008, Málaga Spain Email: <a href="mailto:info@cmcmmedicaldevices.com">info@cmcmmedicaldevices.com</a> Tel: +34 901 214 084</p> <p>Số báo hành: xem trên hộp Refer to Registration No. in the box</p> <p>8 935253 205105</p> <p>Sản xuất tại Việt Nam/ Made in Vietnam Công nghệ chuyển giao từ Châu Âu Technology transfer from Europe</p>	<p><b>FAVOCATH</b> I.V. Catheter</p> <p><b>Size</b> 20G x 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" Ø 1.0 mm L 32 mm F 60 ml/min</p> <p><b>20G</b></p> <p>REF <b>IVC-20G32060</b></p> <p>LOT</p> <p>Số lô:</p> <p>HSD (Hạn Sử Dụng)</p> <p>NSX (Ngày Sản Xuất)</p> <p>Kim Luân Tĩnh Mạch Ngoại Biên I.V. Catheter With Injection Valve</p> <p><b>USM HEALTHCARE</b> CE 2195</p> <p>STERILE EO R Only</p> <p>Tham khảo hướng dẫn sử dụng - Consult instructions for use</p> <p>CITY CP NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE L11-40/1-3, Đường Số 4, Khu Công Nghiệp Tân Hưng Lương Thành Mỹ, TP. Thủ Đức, TP. HCM Việt Nam</p> <p>USM HEALTHCARE MEDICAL DEVICES FACTORY JSC L11-40/1-3, NĐ Street, Saigon-Ho Chi Minh, Viet Nam Lung Thanh Ho Street, Thu Duc City, HCMC, 760000 Vietnam Website: <a href="http://www.usm.com.vn">www.usm.com.vn</a></p> <p>EC REP: CMC Medical Devices &amp; Drugs S.L. C/Paradeo Largo #18, C.P. 28008, Málaga Spain Email: <a href="mailto:info@cmcmmedicaldevices.com">info@cmcmmedicaldevices.com</a> Tel: +34 901 214 084</p> <p>Số báo hành: xem trên hộp Refer to Registration No. in the box</p> <p>8 935253 205112</p> <p>Sản xuất tại Việt Nam/ Made in Vietnam Công nghệ chuyển giao từ Châu Âu Technology transfer from Europe</p>	<p><b>FAVOCATH</b> I.V. Catheter</p> <p><b>Size</b> 22G x 1" Ø 0.8 mm L 25 mm F 30 ml/min</p> <p><b>22G</b></p> <p>REF <b>IVC-22G25030</b></p> <p>LOT</p> <p>Số lô:</p> <p>HSD (Hạn Sử Dụng)</p> <p>NSX (Ngày Sản Xuất)</p> <p>Kim Luân Tĩnh Mạch Ngoại Biên I.V. Catheter With Injection Valve</p> <p><b>USM HEALTHCARE</b> CE 2195</p> <p>STERILE EO R Only</p> <p>Tham khảo hướng dẫn sử dụng - Consult instructions for use</p> <p>CITY CP NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE L11-40/1-3, Đường Số 4, Khu Công Nghiệp Tân Hưng Lương Thành Mỹ, TP. Thủ Đức, TP. HCM Việt Nam</p> <p>USM HEALTHCARE MEDICAL DEVICES FACTORY JSC L11-40/1-3, NĐ Street, Saigon-Ho Chi Minh, Viet Nam Lung Thanh Ho Street, Thu Duc City, HCMC, 760000 Vietnam Website: <a href="http://www.usm.com.vn">www.usm.com.vn</a></p> <p>EC REP: CMC Medical Devices &amp; Drugs S.L. C/Paradeo Largo #18, C.P. 28008, Málaga Spain Email: <a href="mailto:info@cmcmmedicaldevices.com">info@cmcmmedicaldevices.com</a> Tel: +34 901 214 084</p> <p>Số báo hành: xem trên hộp Refer to Registration No. in the box</p> <p>8 935253 205129</p> <p>Sản xuất tại Việt Nam/ Made in Vietnam Công nghệ chuyển giao từ Châu Âu Technology transfer from Europe</p>	<p><b>FAVOCATH</b> I.V. Catheter</p> <p><b>Size</b> 24G x 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" Ø 0.7 mm L 19 mm F 18 ml/min</p> <p><b>24G</b></p> <p>REF <b>IVC-24G19018</b></p> <p>LOT</p> <p>Số lô:</p> <p>HSD (Hạn Sử Dụng)</p> <p>NSX (Ngày Sản Xuất)</p> <p>Kim Luân Tĩnh Mạch Ngoại Biên I.V. Catheter With Injection Valve</p> <p><b>USM HEALTHCARE</b> CE 2195</p> <p>STERILE EO R Only</p> <p>Tham khảo hướng dẫn sử dụng - Consult instructions for use</p> <p>CITY CP NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE L11-40/1-3, Đường Số 4, Khu Công Nghiệp Tân Hưng Lương Thành Mỹ, TP. Thủ Đức, TP. HCM Việt Nam</p> <p>USM HEALTHCARE MEDICAL DEVICES FACTORY JSC L11-40/1-3, NĐ Street, Saigon-Ho Chi Minh, Viet Nam Lung Thanh Ho Street, Thu Duc City, HCMC, 760000 Vietnam Website: <a href="http://www.usm.com.vn">www.usm.com.vn</a></p> <p>EC REP: CMC Medical Devices &amp; Drugs S.L. C/Paradeo Largo #18, C.P. 28008, Málaga Spain Email: <a href="mailto:info@cmcmmedicaldevices.com">info@cmcmmedicaldevices.com</a> Tel: +34 901 214 084</p> <p>Số báo hành: xem trên hộp Refer to Registration No. in the box</p> <p>8 935253 205136</p> <p>Sản xuất tại Việt Nam/ Made in Vietnam Công nghệ chuyển giao từ Châu Âu Technology transfer from Europe</p>
--	---	--	---





CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ  
USM HEALTHCARE

Tiêu đề

KIM LÒN TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN FAVOCATH

HỘP SẢN PHẨM

