



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÚT CHẶN KIM LUỒN

HARSORIA



Mục đích sử dụng: Được sử dụng gắn vào kim luồn tĩnh mạch

Lưu ý:

- Nên sử dụng ngay sau khi mở bao bì

Mô tả:

- Nút chặn kim luồn có cổng tiêm
 - Cổng tiêm không có latex
 - Dung tích mỗi: 0.088cc
 - Ngăn chặn sự lây nhiễm
 - Khóa Male Luer
- Nút chặn kim luồn kín
 - Đầu nổi khóa female luer
 - Ngăn chặn sự lây nhiễm
 - Nắp khóa male luer

Cách sử dụng: Sử dụng để gắn vào nắp kim luồn tĩnh mạch, để rút máu hoặc sử dụng tiêm thuốc nhiều lần

Cảnh báo: Chỉ sử dụng theo chỉ định của bác sỹ

Mọi thông tin chi tiết xin tham khảo đường link dưới đây:

<http://hanoimedical.vn/hang-harsoria-b857489.html>

Nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội

TT Chăm sóc Khách hàng miền Bắc:

Tầng 1- CT1A- Đơn nguyên 1- Khu ĐTM Định Công, phường Định Công- quận Hoàng Mai- Hà Nội

Điện thoại: 024 36404157/8

TT Chăm sóc Khách hàng miền Nam:

Số 38/4, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 39703349