



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & THƯƠNG MẠI
HOA CẨM CHUÔNG

Địa chỉ: 103 Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội
CN: Tòa nhà Toàn Khang, Số 1 Hồ Bá Kiện, P.15, Q.10, HCM
Tel.: (84-4) 3576. 3223 Fax.: (84-4) 3576.4302

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2017

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: Dụng cụ y tế phẫu thuật chuyên khoa

Hướng dẫn sử dụng:

- Nên để các chuyên gia được đào tạo và hướng dẫn đầy đủ tiến hành
- Lấy dụng cụ ra khỏi bao bì
- Hấp sấy tiệt trùng dụng cụ
- Kiểm tra lỗi phía bên ngoài và bên trong của sản phẩm, ví dụ: bị xước, bị hỏng, bị biến dạng... thì phải thay bằng sản phẩm mới đúng tiêu chuẩn.
- Sử dụng nhiều lần sau khi hấp tiệt trùng.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Cường