





**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & THƯƠNG MẠI  
HOA CẨM CHƯƠNG**

**Địa chỉ: 103 Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội**

**CN: Tòa nhà Toàn Khang, Số 1 Hồ Bá Kiện, P.15, Q.10, HCM**

**Tel.: (84-4) 3576. 3223 Fax.: (84-4) 3576.4302**



**Nhãn phụ theo Nghị định số 89/2006/NĐ-CP**

Tên sản phẩm:....

Số VB công bố tiêu chuẩn: .....

Tên chủ sở hữu: **Mattes-Instrumente GmbH**

Địa chỉ: In Haldenstr.27 - D-78532 Tuttlingen, Đức

Tên chủ sở hữu số lưu hành: Công ty cổ phần thiết bị y tế và thương mại Hoa Cẩm Chương

Địa chỉ: 103 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Xuất xứ: Đức

Hướng dẫn sử dụng:

- Nên để các chuyên gia được đào tạo và hướng dẫn đầy đủ tiến hành
- Lấy dụng cụ ra khỏi bao bì
- Hấp sấy tiệt trùng dụng cụ
- Kiểm tra lỗi phía bên ngoài và bên trong của sản phẩm, ví dụ: bị xước, bị hỏng, bị biến dạng... thì phải thay bằng sản phẩm mới đúng tiêu chuẩn.
- Sử dụng nhiều lần sau khi hấp tiệt trùng.